

ИЯИЯЕ INRNE	ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
	БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015
	F 8.5 RAM_01-04 "Протокол"

Версия 01
01.06.2019

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР: /проф. д-р Д. Тонев/



ПРОТОКОЛ № 2/19.07.2023г.

Поръчка с Изх.№ 98-00-89/07.03.2023г. на община Белене
Вх. № 207/08.03.2023г. на ИЯИЯЕ - БАН

Параметри	Резултати
1. Проба:	
а) Код на община Белене:	Сондаж № Р-1хг
б) Код на ИЯИЯЕ при БАН:	Сондаж № Р-1хг
в) Вид на пробата в момента на получаване:	Водна проба, минерална вода
г) Вид на системата, от която е взета:	Сондаж № Р-1хг от находище на минерална вода "Белене", гр. Белене, област Плевен
д) Период на пробоотбор:	07.03.2023г.
е) Обем на пробата за анализ, [dm ³]	1,0
2. Метод на анализ:	Радиохимично разделяне и очистване с последващо алфа, гама и газ-пропорционално броене - активна площ 490 mm ² , газ – Ar/CH ₃
	В съответствие с Приложение 1
3. Апаратура за измерването:	8 channel Ortec Ultra-SA™
а) Тип на апаратурата:	Нискофоновы йонно имплантирани детектори с активна площ 300 mm ² и разрешение по енергия 20 KeV(FWHM) за 5.486 MeV линия на ²⁴¹ Am
б) Характеристики на апаратурата:	Измерено спрямо трасер: ¹³³ Ba, ²²⁶ Ra - стандарт
в) Калибриране на апаратурата:	Радиохимично разделяне и очистване с последващо алфа, гама и бета - спектрометрично измерване
4. Резултат от измерването: Bq/dm³, към референтна дата	²²⁶ Ra = 1,64 ± 0,14 ²²⁸ Ra = MDC
а) Референтна дата:	07.03.2023г.
б) Време на измерването (s):	²²⁶ Ra = 86400s; ²²⁸ Ra = 3600s
5. Минимална детектируема концентрация, (MDC): Bq/dm³	²²⁶ Ra = 0,003; ²²⁸ Ra = 0,005 l;

Дата: 19.07.2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ас. Д. Димитрова/

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ "РАМ":
/ас. Б. Славчев/

стр. 1 от 3

ИИИЯЕ INRNE	ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА	
	БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015	
	F 8.5 RAM_01-04 "Протокол"	Версия 01/ 01.06.2017

Приложение № 1 към Протокол № 2/19.07.2023г.

Аналитичен метод:

1) Алфа-спектрометрия

Анализите за алфа-спектрометрия са извършени със спектрометрична система Octete (фирма ORTEC) с 8 измерителни камери, йонно-имплантирани детектори тип ULTRA-SA™, с площ 300mm² и измерена разделителна способност по енергия (FWHM) - 20 keV за 5.486 MeV (²⁴¹Am - на разстояние 4cm от детектора).

За калибриране по енергия и ефективност се използват два сертифицирани източника за калибриране, в зависимост от типа на пробите. За проби от типа "мембранен филтър" това е "смесен източник" - ²³⁸U, ²³⁴U, ²³⁹Pu, ²⁴¹Am, а за проби изработени с електроотлагане - ²⁴¹Am.

Алфа-спектрометрия на реални проби (когато активността им е по-малка от 10 Bq) по правило се извършва на разстояние между детектора и пробата около 1cm и при налягане от 15-35 mbar във вакуумната камера, което не влошава значимо разделителната способност, но намалява значително опасността от контаминация на детектора.

Оценката на химическия добив при анализ на проби от "мембранни филтри" е съпроводена от допълнителна неопределеност, която се дължи на разликата между слоевете на пробата и на еднородния стандартен източник, използван при калибрирането. Тази неопределеност е случайна и различна от статистическата грешка, която се определя от скоростта на броене в алфа линията на даден радионуклид. Анализът на спектрите следва алгоритъм на МААЕ, Techdoc 1092/1999 (ISSN 1011-4289).

Програмата за контрол на качеството включва:

- o периодически калибриране на отделните детектори, минимум веднъж месечно за работната геометрия (разстояние източник-детектор);
- o контролно измерване на фона на детекторите след всяка измерена проба;
- o повторно измерване на всяка проба

2) Нискофонов газ - пропорционален анализатор

С помощта на този анализатор бе определена специфичната активност на ²²⁸Ra в пробата. Модела е: PIC-MDS-8/MPC 9604 с ефективност между 4 и 35 % в зависимост от енергията и геометрията на източника.

Хоризонтален детектор – плътност на прозореца: < 0,5mg/cm²; ефективност по ²⁴¹Am: >28%; α (MDA) - <0,05imp/min (фоново ниво спрямо ²²²Rn – 10Bq/m³); β(MDA) - <0,05imp/min (фон 0,1mSv/h).

Методът изисква използване на „бяла“ проба от двойно дестилирана вода, която е разработена през цялата процедура като реална проба.

	ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА	
	БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015	
	F 8.5 RAM_01-04 "Протокол"	Версия 01/ 01.06.2017

Приложение № 1 към Протокол № 2/19.07.2023г.

3) Гама-спектрометрия:

С помощта на гама-спектрометрията бе определен добива от радиохимичната процедура, чрез определяне на специфичната активност на ^{133}Ba .

За осъществяване на гама-спектрометричните измервания са изработени необходимите вторични стандартни източници в подходяща геометрия. Всички стандарти са изработени от сертифицирани източници, първични стандартни разтвори, проследими към метрологичен орган - закупени от Лабораторията.

Анализите за гама-спектрометрия се извършват с нискофонова гама-спектрометрична апаратура с HPGe детектор с разрешение 1,9 keV по 1332 keV линията на ^{60}Co и ефективност за същата линия 21 %. Периодичната проверка на параметрите на спектрометъра (калибровка по енергия и ефективност) се осъществява съгласно стандарт IEC 1452 с използване на приготвени в лабораторията вторични обемни стандарти, приготвени със сертифицирани разтвори от Analytics, САЩ, проследими към NIST.